


Gsta2 ウサギ ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P09210

商品番号: CM0025213



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗GSTA2ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGSTA2を認識。全長ヒトGSTA2をカバーする組換えタンパク質免疫原。解毒および肝臓研究に最適。 - P09210

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTA2 ウサギ pAb
備考/別名	GST2; GTA2; GTH2; GSTA2-2; GSTA2
種	ヒト
GeneID	2939
免疫原	ヒト GSTA2 (NP_000837.3) のアミノ酸 1-222に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09210
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ