

Gsta4 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15217

商品番号: CM0005980



前書き

ヒトGSTA4（GTA4、GSTA4-4）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAでの性能が検証済みです。26kDaのタンパク質を検出し、ヒト試料と交差反応します。グルタチオンS-トランスフェラーゼA4の機能研究や4-HNE解毒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTA4 ウサギモノクローナル抗体
別名	GTA4; GSTA4-4; GSTA4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2941
遺伝子ID	2941
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15217
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	保冷剤