


Wb、Elisa用Gstt1ラビットモノクローナル抗体 - P30711

商品番号: CM0004219



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーションされたGSTT1ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。免疫原：組換えGSTT1（aa 1-240）。グルタチオンS-トランスフェラーゼの研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTT1 Rabbit mAb
備考/別名	GSTT1
種	ヒト
GeneID	2952
免疫原	ヒトGSTT1のアミノ酸1-240（NP_000844.2）に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30711
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋