


Gtf2F1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P35269

商品番号: CM0020789



前書き

GTF2F1

ウサギポリクローナル抗体（P35269）はWBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットを認識します。一般転写因子IIFサブユニット1（TFIIF- α ）、58kDa、ウサギ由来です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2F1 Rabbit pAb
備考／別名	BTf4; RAP74; TF2F1; TFIIF; GTF2F1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2962
遺伝子ID	2962
免疫原	GTF2F1（NP_002087.2）のアミノ酸390～517番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35269
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤