

Wb、Ihc-P、Elisa用Gtf2Iウサギポリクローナル抗体 - P78347

商品番号: CM0029261



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用GTF2Iに対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写調節に関与し、ウィリアムズ症候群に関連する汎用転写因子I-Iです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2IウサギpAb
備考/別名	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSR6; GTFII-I; GTF2I
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2969
GeneID	2969
免疫原	ヒトGTF2I (NP_001157108.1) のアミノ酸600-810に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78347
タンパク質分子量	112kDa
配送	アイスバッグ