

WbおよびElisa用Gucy2Cウサギポリクローナル抗体 - P25092

商品番号: CM0017968



前書き

ヒトGUCY2C（グアニリルシクラーゼC）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISA用途でバリデーション済み。マウスとも交差反応します。エンテロトキシンシグナル伝達および消化管疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GUCY2CウサギpAb
備考／別名	GC-C; STAR; DIAR6; GUC2C; MECIL; MUCIL; GUCY2C
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2984
遺伝子ID	2984
免疫原	ヒトGUCY2C（NP_004954.2）のアミノ酸24～330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P25092
タンパク質分子量	123kDa
配送	保冷バッグ