

Wb、If/Icc、Elisa用 Habp2 ウサギポリクローナル抗体 - Q14520

商品番号: CM0030678

前書き

WB、IF/ICC、ELISAを含むアプリケーション向けの、HABP2（第VII因子活性化プロテアーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのHABP2を検出します。凝固および腫瘍抑制の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HABP2 ウサギ pAb
備考/別名	FSAP; HABP; PHBP; HGFAL; NMTC5; HABP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3026
GeneID	3026
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHABP2 (NP_004123.1) のアミノ酸24-313に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14520
タンパク質分子量	63kDa
配送	アイスパック