

Hars2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49590

商品番号: CM0024897

前書き

WBおよびELISAで検証されたHARS2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのHARS2（ミトコンドリアヒスチジンtRNAリガーゼ）を検出します。ミトコンドリア翻訳および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HARS2 Rabbit pAb
備考/別名	HO3; HARSL; HARSR; HisRS; PRLTS2; HARS2
種	ヒト
GeneID	23438
免疫原	ヒトHARS2 (NP_036340.1) のアミノ酸217-506に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49590
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋