

Haus8 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q9Bt25

商品番号: CM0027364



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのこのHAUS8ウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスのHAUS8（Q9BT25）を認識し、紡錘体形成、セントロソームの完全性、細胞質分裂に関する研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAUS8 Rabbit pAb
備考/別名	DGT4; HICE1; NY-SAR-48; HAUS8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	93323
遺伝子ID	93323
免疫原	ヒト HAUS8 (NP_219485.1) のアミノ酸166-410に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BT25
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ