

Havcr1 ウサギ Pab - Q96D42

商品番号: CM0030266



前書き

ヒトHAVCR1 (TIM-1/KIM-1)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに対応し、ヒト、マウス、ラットと反応します。腎障害、ウイルス侵入、およびT細胞免疫の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAVCR1 ウサギ pAb
備考/別名	TIM; KIM1; TIM1; CD365; HAVCR; KIM-1; TIM-1; TIMD1; TIMD-1; HAVCR-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26762
免疫原	ヒトHAVCR1 (NP_036338.2) のアミノ酸21-125に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96D42
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ