


Hbg1/Hbg2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P69892

商品番号: CM0019407



前書き

HBG1/HBG2

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAにおいて胎児ヘモグロビンガンマ鎖を検出します。ヘモグロビン症研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HBG1/HBG2 ウサギ pAb
備考/別名	TNCY; HBG-T1; HBG1/HBG2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3048
GeneID	3048
免疫原	ヒト HBG1/HBG2 (NP_000175.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P69892
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ