

Hcar3 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P49019

商品番号: CM0023550



前書き

高品質なHCAR3ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。脂肪細胞生物学および代謝におけるヒドロキシカルボン酸受容体3の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCAR3 ウサギ pAb
別名	HCA3; HM74; PUMAG; Puma-g; GPR109B; HCAR3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8843
遺伝子ID	8843
免疫原	ヒトHCAR3 (NP_006009.2) のアミノ酸300-392番に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49019
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	氷袋