

Hccs ウサギ Pab - P53701

商品番号: CM0029959

前書き

高品質なHCCSウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的はホロシトクロムc型シンターゼで、シトクロムc成熟に必須です。ミトコンドリア疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCCS ウサギ pAb
備考 / 別名	MLS, CCHL, MCOP57, LSDMCA1, HCCS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3052
GeneID	3052
免疫原	ヒトHCCS (NP_005324.3) のアミノ酸1-268に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53701
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤