

Elisa、Wb、Ihc-P用Hcg Bウサギモノクローナル抗体 - P0Dn86

商品番号: CM0006686



前書き

ELISA、WB、IHC-P用のウサギモノクローナルhCG β抗体。ヒト絨毛性ゴナドトロピンβサブユニットに特異的。組換え免疫原；18 kDa。妊娠研究および診断アッセイ開発に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hCG βウサギmAb
備考／別名	CGB；LHB；CGB5；CGB7；CGB8；hCGB；hCG β
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1082
GeneID	1082
免疫原	ヒトhCG Beta1のアミノ酸21～165に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_000728.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	ELISA、WB、IHC-P
交差反応性	ヒト
SWISS	P0DN86
タンパク質分子量	18 kDa
輸送	保冷バッグ