


Hcn1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O60741

商品番号: CM0021537



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの高品質HCN1ウサギポリクローナル抗体。ペースメーカー電流と神経興奮性に関与する、ヒトおよびマウスのカリウム/ナトリウム

過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャンネル1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCN1 Rabbit pAb
別名	BCNG1; DEE24; HAC-2; BCNG-1; EIEE24; GEFSP10; HCN1
対象種	ヒト
遺伝子ID	348980
免疫原	ヒトHCN1 (NP_066550.2) のアミノ酸791-890番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60741
タンパク質分子量	99kDa
輸送方法	保冷剤