

Hdac1 マウスモノクローナル抗体 - Q13547

商品番号: CM0003280

前書き

ヒトHDAC1 (UniProt Q13547) を標的とするマウスモノクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAアプリケーションで検証済みです。研究、診断アッセイ開発、I
VD原料調達に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC1 マウスモノクローナル抗体
遺伝子ID (ヒト)	3065
免疫原	ヒトHDAC1 (Q13547) のアミノ酸393〜482番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSアクセッション番号	Q13547
タンパク質分子量	62kDa
輸送方法	氷袋