


Hdac2 ウサギ Pab - Q92769

商品番号: CM0019668



前書き

HDAC2（ヒストン脱アセチル化酵素2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで使用可能です。ヒト、マウス、ラットのHDAC2（約55kDa）を検出します。エピゲノム研究やクロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC2 ウサギ pAb
別名	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3066
遺伝子ID	3066
免疫原	ヒトHDAC2 (NP_001518.3) のアミノ酸390～488の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92769
タンパク質分子量	55kDa
発送	氷袋