

Hdac4 ウサギモノクローナル抗体 - P56524

商品番号: CM0002195



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質HDAC4ウサギモノクローナル抗体。ヒトHDAC4（119kDaのクラスIIヒストン脱アセチル化酵素）に特異的で、エピジェネティック調節、筋成熟、癌研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC4 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9759
GeneID	9759
免疫原	合成ペプチド ヒトHDAC4 (P56524) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P56524
タンパク質分子量	119kDa
発送	保冷バッグ