

Hdac5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Uql6

商品番号: CM0027130



前書き

ヒトHDAC5（エピジェネティック調節と筋発達に關与するヒストン脱アセチル化酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。転写抑制研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC5 ウサギ pAb
備考/別名	HD5; NY-CO-9; HDAC5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10014
遺伝子ID	10014
免疫原	ヒトHDAC5（NP_005465.2）のアミノ酸350-450に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UQL6
タンパク質分子量	122kDa
発送	保冷バッグ