

Hdac6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - Q9Z2V5

商品番号: CM0027894

前書き

ウサギポリクローナル抗HDAC6抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットのHDA C6を検出。チューブリンの脱アセチル化、オートファジー、アグリソーム経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC6 ウサギ pAb
備考/別名	Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2
種	マウス
GeneID（ヒト）	10013
GeneID	15185
免疫原	マウスHDAC6（NP_001123888.1）のアミノ酸836-1037に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Z2V5
タンパク質分子量	126kDa
輸送	氷袋