


Hdac6 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, Elisa） - Q9Ubn7

商品番号: CM0021562



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのHDAC6ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのHDAC6（131 kDa）を検出します。チューブリン脱アセチル化、オートファジー、がんの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC6 Rabbit pAb
別名	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
由来種	ヒト
GeneID	10013
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHDAC6（NP_006035.2）のアミノ酸1〜200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBN7
タンパク質分子量	131kDa
発送方法	保冷剤