


Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 Hdac8 Rabbit Mab - Q9By41

商品番号: CM0008366



前書き

ヒト、マウス、ラット反応性を持つIHC-P、IF/ICC、IP、ELISA用として検証されたHDAC8 Rabbit mAb。転写および細胞周期に関与する主要なクロマチン調節因子であるヒストン脱アセチル化酵素8を標的とします。エピジェネティクスおよびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC8 Rabbit mAb
備考/別名	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55869
GeneID	55869
免疫原	合成ペプチド ヒトHDAC8 (Q9BY41) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BY41
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ