


Hdac9 ウサギ Mab - Q9Ukv0

商品番号: CM0006510



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応する高品質なHDAC9ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットのHDAC9を検出します。エピジェネティック制御および転写制御の研究に最適です - Q9UKV0。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC9 ウサギ mAb
備考／別名	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9734
GeneID	9734
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UKV0
タンパク質分子量	111kDa
輸送	アイスパック