

Hdgfrp2 ウサギポリクローナル抗体 - Hdgfrp2

商品番号: CM0025514

前書き

ヒトHDGFRP2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。免疫原はC末端領域（アミノ酸501-670）に対応。肝細胞癌由来増殖因子関連タンパク質2の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDGFRP2 ウサギ pAb
備考/別名	HRP2; HDGF2; HRP-2; HDGF-2; HDGFRP2
種	ヒト
遺伝子ID	84717
免疫原	ヒトHDGFRP2（NP_116020.1）のアミノ酸501-670に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
タンパク質分子量	74kDa
輸送	保冷バッグ