

Hdgfrp3 ウサギポリクローナル抗体 - Hdgfrp3

商品番号: CM0026730

前書き

肝細胞癌由来増殖因子関連タンパク質3（HDGFRP3/HDGF2/HRP-3）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。がんおよび発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDGFRP3 Rabbit pAb
備考／別名	HDGF2; HRP-3; HDGF-2; CGI-142; HDGFRP3
種	ヒト
遺伝子ID	50810
免疫原	ヒトHDGFRP3（NP_057157.1）のアミノ酸90～203番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤