

ヘムオキシゲナーゼ1 (Ho-1/Hmox1) ウサギポリクローナル抗体 Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応 - P09601

商品番号: CM0013872



前書き

ヘムオキシゲナーゼ1 (HO-1/HMOX1) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IF-P、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヘム代謝、がん、ウイルス感染の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヘムオキシゲナーゼ1 (HO-1/HMOX1) ウサギpAb
備考/別名	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; ヘムオキシゲナーゼ1 (HO-1/HMOX1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3162
GeneID	3162
免疫原	ヒトヘムオキシゲナーゼ1 (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1) のアミノ酸1〜265番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09601
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷剤同梱