

Hes5 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q5Ta89

商品番号: CM0011972

前書き

HES5ウサギモノクローナル抗体はWB、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのHES5を認識します。神経発生および転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HES5 ウサギmAb
備考/別名	bHLHb38; HES5
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	388585
GeneID	388585
免疫原	ヒトHES5（Q5TA89）のアミノ酸12-142番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q5TA89
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	氷袋