


Hexa ウサギポリクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - P06865

商品番号: CM0030222



前書き

ベータ-

ヘキササミニダーゼアルファサブユニットを標的とするHEXAウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適用可能；ヒト、マウス、ラットと反応します。リソソーム蓄積症および脂質代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEXA Rabbit pAb
備考/別名	TSD; HEXA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3073
免疫原	ヒトHEXA (NP_000511.2) のアミノ酸270-529に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06865
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスパック