

Hfe2 ウサギ Pab - Q6Zvn8

商品番号: CM0029504



前書き

HFE2 ウサギ

pAbは、ウエスタンブロットおよびELISA用に検証されたポリクローナル抗体で、ヒトのヘモジュベリンを標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性があり、鉄恒常性研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HFE2 ウサギ pAb
備考/別名	JH; HFE2; RGMC; HFE2A
種	ヒト
GeneID	148738
免疫原	ヒトHFE2 (NP_998817.1) のアミノ酸1-174に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q6ZVN8
タンパク質重量	45kDa
発送	保冷バッグ