

ヒトTregフローサイトメトリー用高性能ウサギモノクローナル抗体パネル - Human Treg Panel

商品番号: CM0011940

前書き

フローサイトメトリーによるヒト制御性T細胞（Treg）解析用のウサギモノクローナル抗体パネルです。Treg集団の正確な免疫表現型分類を可能にし、免疫学および腫瘍学研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトTregパネル
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
発送方法	保冷剤