

ヒストンH1T ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If-P, Elisa用) - Q07133

商品番号: CM0023318

前書き

精巢特異的ヒストンH1tに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットのサンプルでWB、IF-P、ELISAの検証済み。クロマチンおよび減数分裂の体外診断薬（IVD）研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒストンH1t ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	H1t; H1-6; H1.6; H1ft; Hist1h1t; Histone H1t
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	H1
遺伝子ID	107970
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q07133
タンパク質重量	22kDa
配送	アイスバッグ