

Hla-A ウサギモノクローナル抗体 - P01891

商品番号: CM0002260

前書き

ヒトHLA-Aを標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC、ELISAで検証済み。ヒト試料と交差反応性があり、予測分子量は41kDaです。免疫学および移植研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-A ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	HLAA; HLA-A
種	ヒト
遺伝子ID	3105
免疫原	ヒトHLA-A (P04439) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01891
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ