

Wb、Ihc-P、Elisa用 Hla-Dpb1 ウサギポリクローナル抗体 - P04440

商品番号: CM0013130



前書き

ヒトHLA-DPB1（CD4 T細胞に外来抗原を提示するMHCクラスII分子）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	HLA-DPB1 Rabbit pAb
備考/別名	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
種	ヒト
遺伝子ID	3115
免疫原	ヒトHLA-DPB1 (NP_002112.3) のアミノ酸30-225に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04440
タンパク質分子量	29 kDa
配送	氷袋