

WbおよびElisa用Hla-Drb1ウサギポリクローナル抗体 - P01911 / P01912 / Q29974

商品番号: CM0030315



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用の高品質HLA-

DRB1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのMHCクラスIIベータ鎖（30

kDa）を検出します。抗原提示およびT細胞応答に関する免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HLA-DRB1 Rabbit pAb
備考/別名	SS1; DRB1; HLA-DRB; HLA-DR1B; HLA-DRB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3123
GeneID	3123
免疫原	組換えタンパク質；ヒトHLA-DRB1（NP_002115.2）のアミノ酸30-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01911 / P01912 / Q29974
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ