

Hla-G ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P17693

商品番号: CM0029110



前書き

ヒトHLA-Gに対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。母体-胎児界面における免疫寛容、生殖免疫学、免疫チェックポイント研究に有用。予測分子量38 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-G ウサギ pAb
備考/別名	MHC-G; HLA-G
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3135
GeneID	3135
免疫原	組換えタンパク質；ヒトHLA-G（NP_002118.1）のアミノ酸20-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17693
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ