

Hmg20B ウサギ Pab (Wb、Elisa用) - Q9P0W2

商品番号: CM0028343

前書き

HMG20B ウサギ

pAbは、ウサギで作製されたポリクローナル抗体であり、ヒトおよびマウスのHMG20Bを認識します。WBおよびELISAに適しており、細胞周期の進行と転写抑制に不可欠なクロマチン調節因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ名	値
製品名	HMG20B ウサギ pAb
備考/別名	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10362
遺伝子ID	10362
免疫原	ヒトHMG20B (NP_006330.2) のアミノ酸1-317に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P0W2
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ