

Hnrnpf ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P52597

商品番号: CM0023337



前書き

HNRNPFウサギポリクローナル抗体はWBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスに反応します。選択的スプライシングやRNA結合タンパク質の機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPF ウサギ pAb
備考/別名	HNRPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; HNRNPF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3185
遺伝子ID	3185
免疫原	ヒトHNRNPF (NP_004957.1) のアミノ酸315-415に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52597
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ