

Hnrnpm ウサギモノクローナル抗体（Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - P52272

商品番号: CM0003367



前書き

HNRNPM

ウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのHNRNPM（78 kDa）を認識するウサギ由来モノクローナル抗体です。WB、IP、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、プレmRNAスプライシングや癌胎児性抗原シグナル伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPM ウサギモノクローナル抗体 (HNRNPM Rabbit mAb)
別名	CEAR; HNRPM; HTGR1; NAGR1; HNRPM4; HNRNPM4; hnRNP M; HNRNPM
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4670
GeneID	4670
免疫原	ヒトHNRNPM (P52272) のアミノ酸200-300番領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52272
タンパク質分子量	78 kDa
配送方法	保冷剤