


Hnrnpr ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途 - O43390

商品番号: CM0020040



前書き

HNRNPRウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。mRNAプロセシングの中心的役割を持つヒト、マウス、ラットの不均一核リボ核タンパク質Rを検出します。RNA生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNRNPR Rabbit pAb
別名	HNRPR; NEDDFSB; hnRNP-R; HNRNPR
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10236
GeneID	10236
免疫原	ヒトHNRNPR (NP_005817.1)のアミノ酸550～633番領域に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	O43390
タンパク質分子量	71kDa
発送方法	氷袋