

Wb、If-P、Elisa用 Homer1 ラビットポリクローナル抗体 - Q86Ym7

商品番号: CM0028642

前書き

HOMER1に対するラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。シナプスシグナル伝達および可塑性に与する足場タンパク質です。代謝型グルタミン酸受容体のカップリングや樹状突起スパイン形態に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOMER1 Rabbit pAb
備考/別名	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; HOMER1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9456
免疫原	ヒトHOMER1 (NP_004263.1) のアミノ酸125-354に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86YM7
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋