

Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用 Hopx ウサギ Polymab® - Q9Bpy8

商品番号: CM0002214

前書き

ヒトHOPX（Homeodomain-only protein）を標的とする組換えモノクローナル抗体。WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。心臓発生およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOPX ウサギ PolymAb®
備考/別名	HOD; HOP; OBI; LAGY; TOTO; CAMEO; NECCI; SMAP31
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84525
免疫原	ヒトHOPX (NP_631957.1) のアミノ酸1-73に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BPY8
タンパク質分子量	8 kDa
発送	保冷バッグ