

Wb・Elisa用 Hoxb4 ウサギモノクローナル抗体 - P17483

商品番号: CM0002241

前書き

ヒトHOXB4に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。発生生物学や遺伝子制御研究におけるホメオボックス転写因子の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXB4 ウサギmAb
別名	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
対象種	ヒト
遺伝子ID	3214
免疫原	ヒトHOXB4 (P17483) のアミノ酸1-100番に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17483
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	氷袋