

Hrsp12 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P52758

商品番号: CM0026424



前書き

ヒトHRSP12（RIDA）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。エナミン/イミン代謝およびm6A依存性RNA切断の研究に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRSP12 ウサギ pAb
備考/別名	PSP; P14.5; UK114; HRSP12; hp14.5
種	ヒト
遺伝子ID	10247
免疫原	ヒトHRSP12（NP_005827.1）のアミノ酸1-137に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52758
タンパク質分子量	14kDa
配送	保冷バッグ