

Hs2St1 ウサギ Pab - Q7Lga3

商品番号: CM0015117

前書き

HS2ST1 ウサギ

pAbは、WBおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのHS2ST1（腎臓発生とHS生合成に関与する42kDaのヘパラン硫酸2-O-スルホトランスフェラーゼ）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HS2ST1 ウサギ pAb
備考/別名	NFSRA; dJ604K5.2; HS2ST1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9653
GeneID	9653
免疫原	組換えタンパク質/ヒトHS2ST1（NP_001127964.1）のアミノ酸1-229に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7LGA3
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ