

Hsc70/Hspa8 ウサギ Pab (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用) - P11142

商品番号: CM0020556



前書き

ヒトHsc70/HSPA8 (Heat shock cognate 71 kDa protein、HSPA8) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウス、ラット、サルと交差反応します。シャペロン、オートファジー、ストレス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hsc70/HSPA8 ウサギ pAb
備考/別名	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3312
GeneID	3312
免疫原	ヒトHsc70/HSPA8 (NP_006588.1) のアミノ酸510～615に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P11142
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷バッグ