

Hsd17B2 ウサギポリクローナル抗体 - P37059

商品番号: CM0020149

前書き

HSD17B2に対するウサギポリクローナル抗体。HSD17B2はエストラジオールとテストステロンを不活性化する17-β-

ヒドロキシステロイド脱水素酵素です。ヒト、マウス、ラットに反応性を示し、WBおよびELISAに適しています。ステロイド代謝研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSD17B2 ウサギpAb
別名	HSD17; SDR9C2; EDH17B2; HSD17B2
対象種	ヒト
GeneID	3294
免疫原	ヒトHSD17B2 (NP_002144.1) のアミノ酸100-200番の配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37059
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤