


Hsp27/Hspb1 ウサギ Pab - P04792

商品番号: CM0012905



前書き

ウエスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、およびELISAで検証されたHSP27/HSPB1 ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットのHSP27/HSPB1（SWISS P04792）に反応します。ストレス応答に関与する分子シャペロンである、ヒートショックプロテインベータ-1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSP27/HSPB1 ウサギ pAb
備考/別名	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3315
GeneID	3315
免疫原	ヒトHSP27/HSPB1（NP_001531.1）のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P04792
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバック