

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Hspa14 ウサギ モノクローナル抗体 - Q0Vdf9

商品番号: CM0006620

前書き

ヒト HSPA14 (HSP70-4, HSP70L1) に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用。ヒトおよびマウスで有効性確認済み。新生ポリペプチドのフォールディングに参与する細胞質シャペロン。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPA14 ウサギ mAb
備考/別名	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51182
遺伝子ID	51182
免疫原	合成ペプチド ヒト HSPA14 (Q0VDF9) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q0VDF9
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ