


Hspb11 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y547

商品番号: CM0023722



前書き

HSPB11（IFT25、PP25）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。繊毛生物学、SHHシグナル伝達、生殖研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPB11 ウサギpAb
備考 / 別名	PP25, FAP232, HSPB11, Clorf41, CFAP232, HSPC034
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51668
免疫原	ヒトHSPB11（NP_057210.2）のアミノ酸1-144番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y547
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	保冷剤