


Htatsf1 Rabbit Pab - O43719

商品番号: CM0029709



前書き

スプライソーム構成因子およびHIV

Tat補因子であるHTATSF1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。核内スプライシングおよび転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HTATSF1 Rabbit pAb
備考/別名	TATSF1; TAT-SF1; dJ196E23.2; HTATSF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27336
GeneID	27336
免疫原	ヒトHTATSF1 (NP_055315.2) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43719
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスパック